



ECODÉTERGENT

Neopur SR

Désinfectant de contact alimentaire sans rinçage

Désinfectant bactéricide, fongicide, sporicide et tuberculocide pour les surfaces propres ou sales pour locaux, équipements et matériels de cuisines centrales collectives, d'ateliers et laboratoires de transformation de denrées alimentaires, de locaux, équipements et matériels de production de denrées alimentaires pour la consommation humaine, de nourriture pour les animaux ou de distribution d'eau de boisson pour les animaux domestiques. Bactéricide selon les normes EN 1276, EN13697 et EN13623. Fongicide selon les normes EN 1650 et EN13697. Sporicide selon la norme EN 13704 et EN 13697. Bactéricide et Fongicide selon la norme EN16615 (avec action mécanique par exemple essuyage). Tuberculocide selon les normes EN 14348 et EN 14563. Voir au verso pour plus de détails sur les normes.

Mode d'emploi

Appliquer le produit pur (sans dilution).
Laisser agir le désinfectant pendant 15 minutes minimum sur les surfaces à traiter, puis l'essuyer ou le laisser sécher jusqu'à évaporation complète, avant réutilisation des surfaces.

Conditionnements

Emballage :
carton de 12 pulvérisateurs de 750ML.

Données techniques

- ▶ Aspect : liquide limpide incolore
- ▶ pH 2,1 - 3,1
- ▶ Densité : 1,01 - 1,03

Précautions

Uniquement pour un usage professionnel.
Éviter les projections oculaires et le contact avec l'épiderme.
Ne pas utiliser en association avec d'autres produits.
Ne pas utiliser sur supports ferreux.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Sécurité selon FDS

Irritation oculaire, Catégorie 2.

Stockage

Stocker à l'abri du gel.

Produit biocide TP 4

Désinfectant : en contact avec les denrées alimentaires.
Substances actives biocides : Peroxyde d'hydrogène (N° CAS 7722-84-1) à 7,4 % m/m (74,20 g/Kg).
Date limite d'utilisation optimale : 24 mois à compter de la date indiquée dans le numéro de lot présent sur l'emballage.
L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit, le conserver dans son emballage d'origine muni d'un évent de sécurité ou bouchon de dégazage, et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Stocker à l'abri du froid, de la lumière et de la chaleur à température comprise entre 5° et 30°C. En cas de dépassement de la Valeur Limite d'Exposition Professionnelle (VLEP) du peroxyde d'hydrogène, le port d'un équipement de protection respiratoire est impératif. L'application combinée avec un autre produit n'est pas prévue.

Fiche "Ingrédients" disponible sur demande au 05.55.27.65.27 pour le personnel médical.

Formule déposée au centre Antipoison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA).

«Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur <http://detergents.ecocert.com>»

Conforme à l'arrêté du 19/12/13 relatif au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires.

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des états membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents. Les informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.

02-10-2018 Ind. 1 ■



* Sans Valeur Limite d'Exposition Réglementaire.

EYREIN
INDUSTRIE



Siège social : ZAC de la Montane, Allée des Iris | 19800 EYREIN

Tel: 05 55 27 65 27 | Fax: 05 55 27 66 08 | www.eyrein-industrie.com

Produit fabriqué en France | EMB : 19081